

EthOss®

Разработен от имплантолози, EthOss® е резултат от почти три десетилетия опит в костната регенерация (GBR) в оралната алвеоларна област.

Човешкото тяло е невероятно и иска да се излекува. EthOss® е разработен, за да работи с него, като използва напълно биосъвместими материали, за да помогне за истинската регенерация на костите на пациента. Той е напълно синтетичен материал, без човешки или животински компоненти, който бързо се превръща в кост с човешки биопсии, обикновено показващи 50% регенерация на 12-та седмица. EthOss® се абсорбира изцяло.

EthOss® е комбинация от трикалциев фосфат и калциев сулфат, създавайки среда, богата на фосфатни и калциеви йони, идеална за възстановяване на костите. Калциевият сулфат действа като вградена бариера срещу навлизането на меките тъкани, като премахва необходимостта от допълнителна колагенова мембрана. EthOss® е смесена паста, която е изключително лесна за нанасяне и се прилага върху оперативното поле, като се използва обикновена система за поставяне със спринцовка.

Веднъж приложен на мястото на операцията, EthOss® става твърд и образува полу-твърда присадка, осигуряваща изключителна стабилност, водещо до впечатляващи клинични резултати.

Доставя се стерилен, EthOss® се предлага в 2 размера на спринцовката (0.5cc и 1cc) и е подходящ за използване в GBR, пародонтит, дефекти в устната кухина, синусови присадки и пълнеж след екстракция на зъб.

Състав:

65% бета-трикалциев фосфат, 35% калциев сулфат

Как се използва:

1. Изтеглете буталото до обозначението 1cc (при употреба на 0,5cc) или 2cc (при употреба на 1cc). Не премахвайте капачето!
2. Задръжте спринцовката хоризонтално и с леки почуквания подгответе праха за миксиране.
3. Поставете спринцовката вертикално с буталото надолу.
4. Отстранете предпазното капаче.
5. Запълнете с физиологичен разтвор 0,9% почти до горния край на спринцовката.

6. С леки почуквания за около 10 секунди, трябва да се смеси и получи хомогенна смес.
7. Поставете стерилна марля в/у спинцовката.
8. Продуктът е готов за употреба директно от спринцовката чрез шприцване или с инструмент, избран от вас.
9. Комбинирането EthOss® с друг медицински продукти зависи от хирурга.

Странични ефекти:

Не са забелязани нежелани ефекти, при употреба на EthOss®.

Стерилност:

Продуктът е стерилизиран в собствената си опаковка с гама лъчи в минимална доза 25kGy. Не стерилизирайте отново. Стерилността е единствено гарантирана ако опаковката не е нарушена. Продуктът е само за еднократна употреба.

Съхранение: Съхранявайте на стайна температура

Противопоказания: Същите, които се отнасят по принцип за други фини костни присадки: остри или хронични инфекции на мястото на хирургическата интервенция, метаболитни повлиявания, както и кости, които могат да причинят преминаване на керамични частици в ставни кухини; или когато стабилизирането на дефекта не е възможно. На места, където се наблюдава неконтролирано кървене, винаги се препоръчва преустановяване на третирането с антикоагулант преди поставяне на присадка.

Преимущества: Не поражда имунологичен риск; Бактериостатичен; Биосъвместим; Напълно биоразградим; Рентгеноконтрастен; Избягва заболяемостта при автоложна костна присадка; По-кратко време на експлоатация.

Дистрибутор и внос:

МиПлант, 0700 1 55 44

