



ULTRADENT Products - USA

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!

PORCELAIN REPAIR

Комплект за поправка на порцелан

Описание

Ultradent Porcelain Etch е специално буферирана, вискозна флуороводородна киселина, създадена за интраорално или екстраорално порцеланово ецване чрез апликация тип "спринцовка-канюла". Канюлата **Inspiral Brush** и вискозитетът на ецващия гел позволяват максимален контрол над манипулацията. **Ultradent Silane** е еднокомпонентен силант.

Показания

Използвайте **Ultradent Porcelain Etch** за да ецвате фрактуриран порцелан преди бондинг и възстановяване. Използвайте го също така, когато е нужно ецване на чисто керамични възстановявания в кабинета - фасети, инлеи и т.н. последван от **Ultradent Silane** (включен в комплекта или достъпен отделно). **Ultradent Silane** се използва всеки път когато е нужно свързване на композит към порцелан чрез бондинг. Изследвания показват, че **Ultradent Silane**, когато е използван с **Ultradent Porcelain Etch** и **PQ-1** дава най-силно свързване към керамиката в сравнение с други продукти за свързване на порцелан.¹

Процедури

- Обработете фрактурирания порцелан с груб диамант.
- Изолирайте и измийте подготвената за обработка повърхност.
- Поставете **Inspiral Brush** канюла (оранжевата) на спринцовката с **Porcelain Etch** нанесете внимателно гела върху повърхността подлежаща на ецване.

Поради изключително агресивния характер на флуороводородната киселина, не допускате контакта ѝ с лигавица и естествени зъби!

Ецвайте приготвения порцелан за една минута; изплакнете – по възможност с аспиратор и изсушете.

- След употребата на **Porcelain Etch** и измиването му с вода, продължете с **Ultradent Silane** за една минута като използвате канюла **Black Mini Brush Tip** (черната). Изсушете с въздух, не изплаквайте и тогава нанесете **PQ-1** бондинг еднократно чрез другата **Inspiral Brush** канюла. Фотополимеризирайте за 20 секунди.
- Ако металът е открит, **Ultra-Blend plus** или опакерно **PermaFlo** могат да бъдат използвани като маскиращ оцветител. Ако не е възможна употребата на кофердам, **EtchArrest barrier** може да се окаже от полза. Качествен композит, като **Amelogen**, завършва ресторацията.

*Почистете и дезинфекцирайте спринцовките между пациентите. Ние настоятелно препоръчваме използването на **Ultradent Syringe Covers**, запечатани с **Impulse Sealer** като предпазна бариера за да се предотврати вторично замърсяване.*

На фотоснимките:

. Врърхчето на **Inspiral Brush** нанася желиран буфериран флуороводороден **Ultradent Porcelain Etch** под пълния контрол на стоматолога.

. **Porcelain Etch** се нанася от върха на **Inspiral Brush** към приготвения порцелан след полагане на **EtchArrest** бариера.

. Ецвайте една минута, изплакнете и изсушете.

. Продължете с **Ultradent Silane**, последван от **PQ1 monobonding**.

Производител: **Ultradent Products Inc., USA**

Вносител: **MiPlant ООД 02/ 974 52 56, 087 630 755**